

## 產品介紹

瑞特血糖監測系統GM100系列提供自我檢測及專業測試用，無需校正碼可提升操作的便利性，且時尚輕薄的外型，廣受歐美市場之好評。此系統專供測試指尖，手掌或前臂之血樣檢測。套裝附血糖測試片及採血針一盒



與GS100血糖測試片配合使用

Bionime GM100血糖測試儀

## 產品介紹

GM300血糖監測系統，結合世界專利的黃金血糖測試片使用，可以精確檢測病患血糖濃度。本產品特點乃是安全、方便、貼心與容易使用，是糖尿病患者值得信賴產品。套裝附血糖測試片及採血針一盒



與GS300血糖測試片配合使用

Bionime GM300血糖測試儀

## 產品特點

設計：榮獲「2008年台北國際醫療展」創新產品獎  
測試片：搭配全球專利黃金血糖測試片  
校正：無需校正碼  
螢幕顯示：大型LCD顯示螢  
啟動功能：插下試片後自動啟動  
血液樣本：僅需最少量血液樣本：1.4  $\mu$ L  
反映秒數：少於8秒  
測量紀錄：10組記憶  
採血位置：可從手臂，手掌、指尖採血，結果皆校正為靜脈血漿讀數  
認證：獲得ISO13485、GMP、FDA、SFD CE認證

## 產品特點

測試片：搭配全球專利黃金血糖測試片  
校正：採用特殊晶片座設計 (Smart Code Key)，可自動校正，無需手動設定  
螢幕顯示：大型 40mm X 50mm LCD顯示螢  
啟動功能：插下試片後自動啟動  
血液樣本：僅需最少量血液樣本：1.4  $\mu$ L  
反映秒數：少於8秒  
測量紀錄：高達300組記憶  
採血位置：可從手臂，手掌、指尖採血，結果皆校正為靜脈血漿讀數  
認證：獲得ISO13485、GMP、FDA、SFD CE認證

## 產品介紹

黃金血糖測試片使用專利設計，採用導電性能極佳的貴金屬當做電子傳輸觸媒，並結合無導線設計及一體成形的試片結構，大量降低干擾物質，讓您在量測血糖時，可取得最準確與精準的測試數值。

## GS100血糖測試片

- 採用貴金屬電極準確快速傳導
- 採用專利無導線設計降低干擾
- 採用一體成形之穩固大握柄設計方便拿取
- 僅需最少量血液樣本，即可迅速檢測



## GS300血糖測試片

- 採用貴金屬電極準確快速傳導
- 採用專利無導線設計降低干擾
- 採用一體成形之穩固大握柄設計方便拿取
- 僅需最少量血液樣本，即可迅速檢測



## 血糖機操作方法



## 血糖病的血糖管理目標 - 參考數據 (亞太地區2型糖尿病政策組2002年)

項目	理想指標
空腹血糖值 (mmol/L)	3.9 - 5.8
糖化血色素 HbA1c (%)	< 6.5
血壓 (mmHg)	< 130 / 80
身體質量指數 BMI (kg/m <sup>2</sup> )	< 25
總膽固醇 (mg/dL)	< 174

\*請諮詢您的主診醫生，制定最適合的血糖管理目標

## 血糖機使用小貼士

糖尿病已成為全球主要慢性病，糖尿病患者自我檢測的目的，在於進一步減少併發症的出現。「早期診斷、適當治療」與「患者自我配合」是控制糖尿病的不二法門，除了嚴重者長期注射胰島素外，糖尿病平日的血糖監測亦非常重要，配合用藥、飲食的控制及持續監測，可延緩各種糖尿病併發症的發生，以擁有健康的生命。當血糖高過了某一種程度後，才会有尿糖的出現，所以測試糖尿病的基準，以血糖為主，以自體免疫或胰島素阻抗為分類依據，糖化血色素為治療評估。

平日的血糖濃度監測，嚴重者須測試數次，「瑞特血糖測試儀」對糖尿病患者是非常重要的工具，其測量結果可作為病患者平常用藥量與飲食的參考，正確的血糖值監控與用藥，可延緩各種糖尿病併發症的發生，在使用血糖儀測量時，應注意：

- 測試片不要過期或受潮
- 血量要夠
- 採血處用酒精棉消毒後，要等乾了才採血
- 需於30分鐘後再測量

糖尿病患者每餐應依照飲食計劃中的飲食份量，儘量避免提早或延緩進餐的時間，使血糖比較容易維持穩定，切忌暴飲暴食或誤餐不食。肥胖易加重糖尿病患的病情，所以必須均衡攝取各類食物，維持理想體重和身體質量指數(BMI)。

 **BIONIME**  
瑞特血糖測試儀




易操控

免調碼

防出錯

總代理：

 遠大醫療用品有限公司  
Great Eastern Healthcare Ltd.

 商界展關懷  
caringcompany  
Awarded by The Hong Kong Council of Social Service  
香港社會服務界協會

查詢熱線：2418 6595

CE  
0537

FDA

SFDA

ISO 13485



專利科技 · 高度精準 · 操作簡易